



1/ Objet et domaine d'application

Cette instruction de travail décrit les modalités de réalisation d'un prélèvement de gorge.

2/ Références et documents liés

PR BACT 1007 « examen bactériologique d'un prélèvement de gorge »

FE CBP 1025 « fiche de prélèvement : gorge »

IT BACT 1077 « qualification - critères d'acceptation des prélèvements en microbiologie médicale »

3/ Responsabilités

Le préleveur habilité est responsable de la bonne application de cette instruction de travail.

4/ Matériel et conditions de prélèvement

Absence d'antibiothérapie

◆ **Conditions de prélèvement**

- Préciser le contexte clinique : suspicion d'angine, phlegmon, IST...

◆ **Matériel**

- Abaisse-langue à usage unique
- 1 écouvillon sec (+ 2 lames pour frottis si possible)
- 1 écouvillon + milieu de transport

◆ **Recherches particulières sur prescription explicite :**

Suspicion d'Herpès : non recherché en routine, nécessitent des conditions particulières de prélèvement et de transport, contexte clinique obligatoire (se renseigner au laboratoire)

- écouvillon + milieu de transport spécifique pour virus

5/ Généralités

5.1 Prélèvement

◆ **Angine érythémato-pultacée**

- Abaisser la langue à l'aide de l'abaisse-langue
- Demander au patient d'émettre le son "AAAH"
- Ecouvillonner au niveau des lésions : amygdales, pilier du voile du palais, paroi postérieure du pharynx
- 1 écouvillon permet d'effectuer 2 lames pour frottis
- Un 2^{ème} écouvillon est mis en milieu de transport

◆ **Angine herpétique**

- Prélever au niveau de l'ulcération
- Décharger l'écouvillon en milieu spécifique pour virus
- Transmettre rapidement au laboratoire

◆ **Angine de Vincent, Diphthérie**

- Prélever à la périphérie des fausses membranes ou des ulcérations avec l'écouvillon mis en milieu de transport
- Faire impérativement 2 frottis sur 2 lames avec l'écouvillon sec

5.2 Transport

- Fermer correctement les écouvillons dans les étuis et la boîte de lames
Conservation avant analyse température ambiante
 - délai d'acheminement < 4 heures sans milieu de transport
 - délai d'acheminement < 24 heures avec milieu de transport